


Mulino Frangizolle da Laboratorio

Laboratory Lump Breaker Mill

ML 001

PRODOTTO NUOVO
NEW PRODUCT



- ▶ Manutenzione minima
- ▶ Affidabile e robusto
- ▶ Bassa rumorosità
- ▶ Certificato CE

I mulini ML 001,

compatti e robusti, rappresentano il macchinario ideale per la macinazione dell'argilla nei laboratori.

La loro semplicità di funzionamento garantisce un alto livello di affidabilità. Il materiale, introdotto dalla bocca di carico, scende nella camera di macinazione dove viene frantumato, per poi uscire dalla bocca di scarico.

Il mulino è poi installato su un cavalletto di dimensioni tali da permettere un facile posizionamento di contenitori sotto la bocca di scarico.

Tutti i componenti che partecipano alla macinazione sono costituiti da materiali antiabrasivi ad elevata durezza che ne riducono sensibilmente l'usura.

La potenza installata è di 3 Kw.



- ▶ Very low maintenance
- ▶ Reliable and strong
- ▶ Low noisiness
- ▶ Certified CE

The mills ML 001,

compact and strong, represent the ideal machinery for the grinding of the clay in the laboratories.

Their simplicity of operation guarantees a high-level of reliability. The material, introduced by the mouth of load, it goes down in the room of grinding where it is shattered, then it goes out through the mouth of unloading.

The mill is installed then on an easel of such dimensions by to allow an easy positioning of containers under the mouth of unloading.

All the components that participate in the grinding are made of antiabrasive material, their to elevated hardness sensitively reduce the wear and tear.

Installed power of 3 Kw.